	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMA	BACTERIOLOGIA	
PRUEBA	Gram Taxonomía y Antibiograma	
REACTIVO	Suspensión estabilizada Cepas ATCC resembradas, en un medio líquido con nutrientes adecuados al microorganismo . Este reactivo contiene material infecto contagioso potencialmente peligroso por lo que debe ser manejado con precaucion extrema aplicando las	
FECHA DE ESTUDIO	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados al terminar el proceso	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Tres días a temperatura ambiente. Tres meses si se conserva 5 +/- 3 °c.	
PROCESO	El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de líquidos orgánicos supuestamente estériles: LCR, Hemocultivo, Ascitis, Pleura, Sinovial, etc.	
PRE-ANALITICO	1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 2.- Homogeneizar la muestra durante otros 15 minutos 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces. 3.- Sembrar en los medios en BHI y Tripticasa Soya (Ruiz Castañeda) 4.- Incubar 24 hrs a 35 grados C.	
ANALITICO	5.- Procesar conforme a las rutinas para microrganismos fastidiosos.	
CONFIDENCIALIDAD	1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo 2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc cuando tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMA	Hematologia	
PRUEBA	Biometría Hematica Completa Automatizada y Diabetes HbA1c	
REACTIVO	Suspensión estabilizada de eritrocitos humanos hemolisables, con globulos blancos y plaquetas artificiales, en un medio líquido con estabilizadores y preservativos	
FECHA DE ESTUDIO:	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Tres días a temperatura ambiente. Tres meses si se conserva 5 +/- 3 °c. 21 días despues de abrir si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. ¡¡ NO CONGELAR !!	
MANEJO PRE-ANALITICO	El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de los pacientes: 1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos. 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.	
CONFIDENCIALIDAD	1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo 2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.	
LIMITACIONES	Este control no esta diseñado para la realizacion de cuentas diferenciales en el microscopio.	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMA	Coagulacion	
PRUEBA	TP, TTP, TT, Fibrinogeno, AT III	
REACTIVO	Plasma Humano liofilizado. Contiene estabilizadores y preservativos.	
FECHA DE ESTUDIO:	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada utilizando una pipeta volumétrica bien calibrada. La estabilidad es de 2 dias después de su reconstitución si se conserva a 4 grados centígrados	
MANEJO PRE-ANALITICO	El control debe recibir un tratamiento similar al de las muestras de los pacientes: 1.- Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos. 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.	
CONFIDENCIALIDAD	1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo 2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.	
LIMITACIONES	No utilizar despues de la fecha de caducidad. No utilizar como calibrador. Evite la contaminación.	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMAS	Bioquimica / Pruebas Especiales	
PRUEBAS	Quimica de 34 elementos, Inmunologia, Endocrinologia, Marcadores Tumorales, Farmacología: MDT, TORCH, Perfil de Hematínicos	
REACTIVO: EL MISMO SUERO ES UTIL PARA AMBOS PROGRAMAS	Suero humano liofilizado y estabilizado con preservativos en el que además de los constituyentes normales se han adicionado diversos analitos incluyendo sustancias quimicas y drogas terapéuticas.	
FECHA DE ESTUDIO:	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Un año si se conserva 5 +/- 3 °c, Despues de abrir y reconstituir es estable por 7 días si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. Si se conserva a - 20° C es estable por 20 días.	
MANEJO	Reconstituir con el volumen de agua destilada que está impreso en la etiqueta del frasco utilizando una pipeta volumetrica de excelente calidad. 1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 20 minutos 2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos. 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.	
CONFIDENCIALIDAD	1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo 2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.	
LIMITACIONES	Este control no esta diseñado para calibración	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PRUEBA	Examen General de Orina: Análisis fisicoquimico/ DAO	
REACTIVO	Orina de origen humano a la que se agregan eritrocitos humanos, leucocitos artificiales, sustancias quimicas diversas, estabilizadores y preservativos.	
FECHA DE ESTUDIO:	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Una semana a temperatura ambiente antes de abrir. Un año si se conserva 5 +/- 3 °c, Despues de abrir y reconstituir es estable por 7 días si se conserva perfectamente cerrado a 5 +/- 3 °c. ¡¡ NO CONGELAR !!	
MANEJO	1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 20 minutos 2.- Homogeneizar la muestra durante 15 minutos. 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.	
CONFIDENCIALIDAD	1.- Trasvasar la muestra a un vial idéntico al que utiliza en la rutina de trabajo incluyendo contenedores, etiquetas, código de barras y un pseudónimo 2.- Manejar la muestra como si se tratara de una muestra de paciente.	
LIMITACIONES	Este control no esta diseñado para calibración	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMAS	GASOMETRIA + ELECTROLITOS + METABOLITOS	
REACTIVO	Solucion hidroelectrolítica amortiguada. Contiene estabilizadores y preservativos.	
FECHA DE ESTUDIO	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Hasta la fecha de expiracion si se almacena entre 2 y 20 °c ¡¡ NO CONGELAR !! Analizar de inmediato una vez abierto.	
MANEJO	1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante 4 horas. 2.- Homogeneizar la muestra durante un minuto 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.	
REPORTE DE RESULTADOS	Obtenga el formato correspondiente a su laboratorio en www.qualitat.cc.mx Utilice la clave de su laboratorio y su codigo de acceso confidencial Capture los datos obtenidos en el formato Excel	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMAS	DETECCION DE VIRUS SANGUINEOS HBsAg, Anti HB core. Anti HCV, Anti HIV 1/2	
REACTIVO	Plasma humano adicionado con proteinas bovinas tratadas quimicamente para lograr su pureza y estabilidad in vitro incluyendo antimicrobianos, preservadores y estabilizadores logrando la inactivacion de los virus potencialmente peligrosos. PRECAUCION: El c	
FECHA DE ESTUDIO	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	Hasta la fecha de expiracion si se almacena entre 2 y 8 °c ¡¡ NO CONGELAR !! Analizar de inmediato. El producto es estable a la temperatura indicada hasta por 60 días despues de abrirlo	
MANEJO	1.- Dejarlo reposar bien tapado a temperatura ambiente durante media horas. 2.- Homogeneizar la muestra durante un minuto 3.- Invertir el vial en forma manual por 5 veces.No mezclar en vortex.	
REPORTE DE RESULTADOS	Obtenga el formato correspondiente a su laboratorio en https://asesor.qualitat.mx / Utilice la clave de su laboratorio y su codigo de acceso confidencial Capture los datos obtenidos en el formato Excel	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DIRECTO	Envíe sus resultados a través de https://qualitat.mx utilizando sus claves y codigos confidenciales	
REPORTE VIA MAIL	Envíe sus resultados en formato Excel a resultados@qualitat.cc solo en caso de que tenga algun problema en el website	

	INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES	FOR FOR.SGC.31. VERSION 7.2 feb-26
PROGRAMAS	DIABETES MELLITUS: HbA1C.	
REACTIVO	Hemoglobina humana liofilizada. Contiene preservativos para incrementar su estabilidad	
FECHA DE ESTUDIO	Analizar al día siguiente de recibir los controles, reporte resultados antes del viernes de la misma semana.	
ESTABILIDAD	Este reactivo se puede enviar a temperatura ambiente (25 +/- 10 ºC) No debe llegar congelado.	
	El reactivo es estable durante un año se almacena entre 2 y 8 °c Una vez que se reconstituye el liofilizado es estable por una semana de 2 a 8 ªc	
MANEJO	1.- Reconstituir con pipeta volumétrica 0.5 ml con agua destilada 2.- Tapar nuevamente y dejar reposar durante 10 minutos. 3.- Mezclar suavemente para asegurar que sea homogéneo	
HOJA DE TRABAJO	Obtenga la hoja de trabajo https://asesor.qualitat.mx/	
REPORTE DE RESULTADOS	Capture los datos obtenidos en cada ciclo en el FAI HBA1C incluyendo el nombre del laboratorio y su clave de identificacion, nombre del responsable, correo electronico, analizador y fundamento del método empleado	
REPORTE VIA MAIL	Envíe el formato a resultados@qualitat.cc incluyendo todos los ciclos previos de la ronda anual	
REPORTE DIRECTO	Esta prueba será reportable en internet cuando se de aviso previo.	